



21 MINUTEN ANWENDUNG

**... ZUR PRÄVENTION, REGENERATION
ANTI-AGING, WOHLBEFINDEN,
SCHLAFQUALITÄT UND ENTSPANNUNG.**

Das Airnergy Avant Garde verfügt über 4 Airnergy Aktivierungseinheiten und Farblichttherapie (blau). Die empfohlene Dauer je Anwendung ist 21 Minuten.

AUSSTATTUNG

- 4 Airnergy Katalysatoren
- Integrierte Farblichttherapie (blau)
- 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
- LCD Display
- 5-sprachige Menüführung (DE, EN, FR, IT, ES)
- Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik
- Individuelle Programmierung der Anwendungszeit
- Automatischer Selbsttest
- Zuschaltbares akustisches Signal
- Optional: Aroma-Therapie

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC
Schaltnetzteil	100-240V AC/50-60Hz Ausgang: 2,5 A
Stromverbrauch	max 1.600 mA
Luftdurchlass	ca. 4 Liter pro Min.
Maße (mm) inkl. Glasflasche	350 x 312 (Ø x H)
Gewicht	6,9 kg

INFORMATIONEN

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	1 Netzteil, 20 Atembrillen, 1 Glasflasche inkl. Sprudel- element, 2 Luftfilter, 1 Atembrillentasche, 1 Gebrauchsanweisung
Lieferzubehör (optional)	Aromaflasche, Aromaflaschenhalterung
Artikel-Nr.	2083055

