



21 MINUTEN ANWENDUNG

WER AUF SEINE ENERGIEKUR MIT AIRNERGY AUCH UNTERWEGS NICHT MEHR VERZICHTEN WILL, KANN DAMIT JETZT JEDERZEIT UND ÜBERALL NEUE ENERGIE TANKEN.

Das Airnergy Travel Plus verfügt über 4 Airnergy Aktivierungseinheiten, Akkubetrieb und Farblichttherapie (blau). Die empfohlene Dauer je Anwendung ist 21 Minuten.

AUSSTATTUNG

- 4 Airnergy Katalysatoren
- Integrierte Farblichttherapie (blau)
- 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
- LCD Display
- 5-sprachige Menüführung (DE, EN, FR, IT, ES)
- Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik
- Individuelle Programmierung der Anwendungszeit
- Automatischer Selbsttest
- Zuschaltbares akustisches Signal
- LED-Leuchtband (Akku-Kontrolle)
- Gerätehauptschalter
- Optional: Aroma-Therapie

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|--|
| Spannungsversorgung | 100-240 V |
| Geräte-Akku | eingebauter Lithium-Polymer-Akku 3s/5800 mA |
| Stromverbrauch | 11,7 Volt, max. 1.600 mA |
| Luftdurchlass | ca. 4 Liter pro Min. |
| Maße (mm) Koffer | 386 x 245 x 240 (B x H x T) |
| Maße (mm) Ladegerät | 80 x 160 x 60 (B x H x T) |
| Ladegerät | charge end voltage: 12,6 V |
| Koffer-Gewicht | ca. 5,25 kg |

INFORMATIONEN

| | |
|--------------------------|---|
| Wartung | Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Lieferumfang | 1 Ladegerät, 20 Atembrillen, 1 Glasflasche inkl. Sprudel- element, 2 Luftfilter, 1 Atembril- lentasche, 1 Gebrauchsanweisung |
| Lieferzubehör (optional) | Aromaflasche |
| Artikel-Nr. / EAN-Nr. | 2090055s / 0605930524178 |

