



21 MINUTEN ANWENDUNG

WER AUF SEINE ENERGIEKUR MIT AIRNERGY AUCH UNTERWEGS NICHT MEHR VERZICHTEN WILL, KANN DAMIT JETZT JEDERZEIT UND ÜBERALL NEUE ENERGIE TANKEN.

Das Airnergy Travel Plus verfügt über 4 Airnergy Aktivierungseinheiten, Akkubetrieb und Farblichttherapie (blau). Die empfohlene Dauer je Anwendung ist 21 Minuten.

AUSSTATTUNG

- 4 Airnergy Katalysatoren
- Integrierte Farblichttherapie (blau)
- 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
- LCD Display
- 5-sprachige Menüführung (DE, EN, FR, IT, ES)
- Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik
- Individuelle Programmierung der Anwendungszeit
- Automatischer Selbsttest
- Zuschaltbares akustisches Signal
- LED-Leuchtband (Akku-Kontrolle)
- Gerätehauptschalter
- Optional: Aroma-Therapie

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	100-240 V
Geräte-Akku	eingebauter Lithium-Polymer-Akku 3s/5800 mA
Stromverbrauch	11,7 Volt, max. 1.600 mA
Luftdurchlass	ca. 4 Liter pro Min.
Maße (mm) Koffer	386 x 245 x 240 (B x H x T)
Maße (mm) Ladegerät	80 x 160 x 60 (B x H x T)
Ladegerät	charge end voltage: 12,6 V
Koffer-Gewicht	ca. 5,25 kg

INFORMATIONEN

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	1 Ladegerät, 20 Atembrillen, 1 Glasflasche inkl. Sprudel- element, 2 Luftfilter, 1 Atembril- lentasche, 1 Gebrauchsanweisung
Lieferzubehör (optional)	Aromaflasche
Artikel-Nr. / EAN-Nr.	2090055s / 0605930524178

