



40 MINUTEN ANWENDUNG

**... ZUR PRÄVENTION, REGENERATION,
ANTI-AGING, WOHLBEFINDEN,
SCHLAFQUALITÄT UND ENTSPANNUNG.**

Das Airnergy Basis Plus verfügt über 2 Airnergy Aktivierungseinheiten und Farblichttherapie (blau). Die empfohlene Dauer je Anwendung ist 40 Minuten.

AUSSTATTUNG

- 2 Airnergy Katalysatoren
- Integrierte Farblichttherapie (blau)
- 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
- LCD Display
- 5-sprachige Menüführung (DE, EN, FR, IT, ES)
- Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik
- Individuelle Programmierung der Anwendungszeit
- Automatischer Selbsttest
- Zuschaltbares akustisches Signal
- Optional: Aroma-Therapie

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC
Schaltnetzteil	100-240V AC/50-60Hz Ausgang: 2,5 A
Stromverbrauch	max. 1.100 mA
Luftdurchlass	ca. 4 Liter pro Min.
Maße (mm) inkl. Glasflasche	350 x 310 x 240 (B x H x T)
Gewicht	3,1 kg

INFORMATIONEN

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 3.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	1 Netzteil, 10 Atembrillen, 1 Glasflasche inkl. Sprudel- element, 2 Luftfilter, 1 Atembrillentasche, 1 Gebrauchsanweisung
Lieferzubehör (optional)	Aromaflasche, Aromaflaschenhalterung
Artikel-Nr. / EAN-Nr.	201220557 / 0605930524239

