


LITTLE ATMOS



LITTLE ATMOS PLUS



BASIS PLUS



Der kleine Kraftzweig

1 Original A+ Bikat
 Integriertes Ambientelicht (blau)
 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
 Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik
 LCD Display
 mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)
 Indiv. Programmierung der Anwendungszeit
 Automatischer Selbsttest
 Zuschaltbares akustisches Signal
 Gerätehauptschalter & integrierter Port (DC) für
 Stream & Stream HS inkl. Schalter

Optional erhältlich: Aroma-Therapie

Der Kraftzweig mit dem großen Plus

1 Original A+ Bikat, 1 Original A+ Single/Classic-Kat
 Integriertes 8-farbiges Ambientelicht
 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
 Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik
 LCD Display
 mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)
 Indiv. Programmierung der Anwendungszeit
 Automatischer Selbsttest
 Zuschaltbares akustisches Signal
 Gerätehauptschalter & integrierter Port (DC) für
 Stream & Stream HS inkl. Schalter

Aroma-Therapie
 (im Lieferumfang enthalten)

Für den Einstieg oder als Zweitgerät

2 Original A+ Single/Classic-Kats
 Integriertes Ambientelicht (blau)
 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
 Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik
 LCD Display
 mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)
 Indiv. Programmierung der Anwendungszeit
 Automatischer Selbsttest
 Zuschaltbares akustisches Signal
 Integrierter Port (DC) für Stream & Stream HS
 inkl. Schalter

Optional erhältlich: Aroma-Therapie

Stromverbrauch	max. 1.185 mAh
Schaltnetzteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12V DC 2,5 A
Maße (mm) inkl. Glasflasche	210 x 235 x 201 (B x H x T)
Gewicht inkl. Zubehör	2,4 kg

Stromverbrauch	max. 1.440 mAh
Schaltnetzteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12V DC 2,5 A
Maße (mm) inkl. Glasflasche	210 x 235 x 201 (B x H x T)
Gewicht inkl. Zubehör	2,7 kg

Stromverbrauch	max. 1.640 mAh
Schaltnetzteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12V DC 2,5 A
Maße (mm) inkl. Glasflasche	345 x 305 x 240 (B x H x T)
Gewicht inkl. Zubehör	3,8 kg

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Netzteil, Atembrillen (4x), Kinderatembrille (1x), Glasflasche inkl. Sprüdelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung
Artikel-Nr. (EAN-Nr.)	2022055 (079297116773)

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Netzteil, Atembrillen (4x), Kinderatembrille (1x), Glasflasche inkl. Sprüdelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung, Kurzan- leitung, Aromafflasche inkl. Öl (1x)
Artikel-Nr. (EAN-Nr.)	2021055 (0792971115820)

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 3.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Netzteil, Atembrillen (10x), Glasflasche inkl. Sprüdelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung
Artikel-Nr. (EAN-Nr.)	2012055 (0792971115813)



PROFESSIONAL PLUS compact



AvantGarde



TRAVEL PLUS V2



Der Klassiker für Anspruchsvolle
2 Original A+ Bikats

Integriertes 8-farbiges Ambientelicht

3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)

Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik

LCD Display

mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)

Individuelle Programmierung der Anwendungszeit

Automatischer Selbsttest

Zuschaltbares akustisches Signal

Integrierter Port (DC) für Stream & Stream HS

inkl. Schalter

Optional: Aroma-Therapie

Die Design-Edition

2 Original A+ Bikats (platin, blanc, noir)

4 Original A+ Single/Classic-Kats (cristal)

Integriertes 8-farbiges Ambientelicht

Unterbodenbeleuchtung (nur cristal, blanc, platin)

3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)

Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik

LCD Display

mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)

Individuelle Programmierung der Anwendungszeit

Automatischer Selbsttest

Zuschaltbares akustisches Signal

Optional: Aroma-Therapie

Das Highlight für unterwegs

2 Original A+ Bikats

Integriertes 8-farbiges Ambientelicht

3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)

Mikrokontroller-gesteuerte Elektronik

LCD Display, Status LED, Ladeanzeige in Display

mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)

Individuelle Programmierung der Anwendungszeit

Automatischer Selbsttest, TSA Schloss

Zuschaltbares akustisches Signal

Gerätehauptschalter & integrierter Port (DC) für

Stream & Stream HS inkl. Schalter

Optional: Aroma-Therapie

Stromverbrauch	max. 2.150 mAh
Schaltzeitteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12V DC 2,5 A
Maße inkl. Glasflasche	
Professional Plus compact	345 x 305 x 240 mm
Professional Plus (classic)*	345 x 305 x 340 mm
Gewicht inkl. Zubehör	
Professional Plus compact	4,1 kg
Professional Plus (classic)*	4,7 kg






Stromverbrauch	cristal, platin, blanc noir*	max. 3.150 mAh max. 2.150 mAh
Schaltzeitteil		100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12V DC 3,8 A
Maße (mm)	inkl. Glasflasche	350 x 315 x 350 (B x H x T)
Gewicht inkl. Zubehör		7,95 kg

Stromverbrauch	max. <4.000	
Ladegerät	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12,6V DC </=2,5A	
Geräteakku	12,6V / 7,75Ah	
Maße (mm)	inkl. Glasflasche	350 x 315 x 350 (B x H x T)
Gewicht inkl. Zubehör		7,95 kg

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Netzteil, Atembrillen (20x), Glasflasche inkl. Sprudelelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung
Artikel-Nr. (EAN-Nr.)	
Professional Plus compact	2040155 (0792971115837)
Professional Plus (classic)*	2040055 (0792971115820)

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Netzteil, Atembrillen (20x),Glasflasche mit integriertem Sprudelelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung
Artikel-Nr. (EAN-Nr.)	
cristal	2080055 (0792971115844)
platin	2081055 (0792971115851)
blanc	2082055 (0792971115868)
noir	2083055 (0792971115875)

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Ladegerät, Akku (1x), Atembrillen (20x), Glasflasche inkl. Sprudelelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung, HS Diffusor (1x)
Optional	bis zu 2 Zusatzakkus für bis zu 1.000 Min. Betriebszeit
Artikel-Nr.	2021055

<i>AvantGarde cristal</i>		<i>AvantGarde blanc</i>		<i>AvantGarde noir</i>		<i>AvantGarde platin</i>	
							
Ambientlicht		Ambientlicht		Ambientlicht		Ambientlicht	
<p>4 Original A+ Single/Classic-Kats Integriertes 8-farbiges Ambientlicht Unterbodenbeleuchtung 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %) Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik LCD Display mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES) Individuelle Programmierung der Anwendungszeit Automatischer Selbsttest Zuschaltbares akustisches Signal</p> <p>Optional: Aroma-Therapie</p>		<p>2 Original A+ Bikats Integriertes 8-farbiges Ambientlicht Unterbodenbeleuchtung 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %) Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik LCD Display mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES) Individuelle Programmierung der Anwendungszeit Automatischer Selbsttest Zuschaltbares akustisches Signal</p> <p>Optional: Aroma-Therapie</p>		<p>2 Original A+ Bikats Integriertes 8-farbiges Ambientlicht Unterbodenbeleuchtung 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %) Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik LCD Display mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES) Individuelle Programmierung der Anwendungszeit Automatischer Selbsttest Zuschaltbares akustisches Signal</p> <p>Optional: Aroma-Therapie</p>		<p>2 Original A+ Bikats Integriertes 8-farbiges Ambientlicht Unterbodenbeleuchtung 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %) Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik LCD Display mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES) Individuelle Programmierung der Anwendungszeit Automatischer Selbsttest Zuschaltbares akustisches Signal</p> <p>Optional: Aroma-Therapie</p>	
							
<p>Stromverbrauch max. 3.150 mAh</p> <p>Schaltnetzteil 100-240V AC 50-60Hz</p> <p>Ausgang: 12V DC 3,8A</p> <p>Maße (mm) 350 x 315 x 350 inkl. Glasflasche (B x H x T)</p> <p>Gewicht inkl. Zubehör 7,95 kg</p>		<p>Stromverbrauch max. 3.150 mAh</p> <p>Schaltnetzteil 100-240V AC 50-60Hz</p> <p>Ausgang: 12V DC 3,8 A</p> <p>Maße (mm) 350 x 315 x 350 inkl. Glasflasche (B x H x T)</p> <p>Gewicht inkl. Zubehör 7,95 kg</p>		<p>Stromverbrauch max. 2.150 mAh*</p> <p>Schaltnetzteil 100-240V AC 50-60Hz</p> <p>Ausgang: 12V DC 3,8 A</p> <p>Maße (mm) 350 x 315 x 350 inkl. Glasflasche (B x H x T)</p> <p>Gewicht inkl. Zubehör 7,95 kg</p>		<p>Stromverbrauch max. 3.150 mAh</p> <p>Schaltnetzteil 100-240V AC 50-60Hz</p> <p>Ausgang: 12V DC 3,8 A</p> <p>Maße (mm) 350 x 315 x 350 inkl. Glasflasche (B x H x T)</p> <p>Gewicht inkl. Zubehör 7,95 kg</p>	
<p>Wartung Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)</p> <p>Garantie 2 Jahre</p> <p>Lieferumfang Netzteil, Atembrillen (20x), Glasflasche inkl. Sprudelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung</p> <p>Artikel-Nr. <u>2080055</u> (EAN-Nr.) <u>(079297115844)</u></p>		<p>Wartung Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)</p> <p>Garantie 2 Jahre</p> <p>Lieferumfang Netzteil, Atembrillen (20x), Glasflasche inkl. Sprudelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung</p> <p>Artikel-Nr. <u>2082055</u> (EAN-Nr.) <u>(079297115868)</u></p>		<p>Wartung Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)</p> <p>Garantie 2 Jahre</p> <p>Lieferumfang Netzteil, Atembrillen (20x), Glasflasche inkl. Sprudelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung</p> <p>Artikel-Nr. <u>2081055</u> (EAN-Nr.) <u>(079297115851)</u></p>		<p>Wartung Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)</p> <p>Garantie 2 Jahre</p> <p>Lieferumfang Netzteil, Atembrillen (20x), Glasflasche inkl. Sprudelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung</p> <p>Artikel-Nr. <u>2083055</u> (EAN-Nr.) <u>(079297115875)</u></p>	

*ohne Unterbodenbeleuchtung

AIRNERGY_Datenblattübersicht_2024



LITTLE ATMOS



LITTLE ATMOS PLUS



Der kleine Kraftzweig

- 1 Original A+ Bikat
- Integrierte Farblichttherapie (blau)
- 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
- Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik
- LCD Display
- mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)
- Indiv. Programmierung der Anwendungszeit
- Automatischer Selbsttest
- Zuschaltbares akustisches Signal
- Geräte Hauptschalter & integrierter Port (DC) für Stream & Stream HS inkl. Schalter
- Standard-Design (weiß); optional in 9 verschiedenen Designs erhältlich

Optional erhältlich: Aroma-Therapie
 Sonder- oder Serienanfertigung (OEM) auf Anfrage möglich



Der Kraftzweig mit dem großen Plus

- 1 Original A+ Bikat, 1 Original A+ Single/Classic-Kat
- Integrierte 8-farbige RGB Farblichttherapie
- 3 Leistungsstufen (50 %, 75 %, 100 %)
- Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik
- LCD Display
- mehrsprachige Menüführung (DE, EN, NL, FR, IT, ES)
- Indiv. Programmierung der Anwendungszeit
- Automatischer Selbsttest
- Zuschaltbares akustisches Signal
- Geräte Hauptschalter & integrierter Port (DC) für Stream & Stream HS inkl. Schalter
- Standard-Design (weiß); optional in 9 verschiedenen Designs erhältlich

Aroma-Therapie (im Lieferumfang enthalten)
 Sonder- oder Serienanfertigung (OEM) auf Anfrage möglich



Stromverbrauch	max. 1.185 mAh
Schaltnetzteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12V DC 2,5 A
Maße (mm) inkl. Glasflasche	210 x 235 x 201 (B x H x T)
Gewicht inkl. Zubehör	2,4 kg

Stromverbrauch	max. 1.440 mAh
Schaltnetzteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 12V DC 2,5 A
Maße (mm) inkl. Glasflasche	210 x 235 x 201 (B x H x T)
Gewicht inkl. Zubehör	2,7 kg

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Netzteil, Atembrillen (4x), Kinderatembrille (1x), Glasflasche inkl. Sprudelelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung
Artikel-Nr. (EAN-Nr.)	2022055 (079297116773)

Wartung	Nach 2.000 Betriebsstunden (ca. 6.000 Anwendungen)
Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Netzteil, Atembrillen (4x), Kinderatembrille (1x), Glasflasche inkl. Sprudelelement (1x), Luftfilter V2 (2x), Atembrillentasche, Gebrauchsanweisung, Aromakit inkl. Öl (1x), Kurzanleitung
Artikel-Nr. (EAN-Nr.)	2021055 (0792971115820)

STREAM silver STREAM carbon



STREAM HS V2



Lass Licht zum Heilen dran

Die betroffenen Körperstellen ein- bis fünfmal täglich mit dem Airnergy Stream oder Stream HS bestrahlen. Dazu das Gerät einfach auf die betroffene Körperstelle legen bzw. halten.

Airnergy Stream und Stream HS kann eingesetzt werden bei:

- Beschwerden an Gelenken wie Hüft-, Knie-, Schulter-, Ellenbogen-, Zehen-, Fuß-, Finger-, Handgelenk sowie bei Schmerzen an der Wirbelsäule.
- Kopfschmerzen und Migräne
- Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, Zerrungen und Verbrennungen.
- Mittelohrentzündung und anderen Ohrerkrankungen, bei Augenerkrankungen, Nasennebenhöhlenerkrankungen, Zahn- und Kieferschmerzen sowie bei Hauterkrankungen, Hustenreiz, Menstruationsbeschwerden u. a.

Stromverbrauch	255 mA	Stromverbrauch	510 mA
Spannungsversorgung	5V DC 1,5 A	Spannungsversorgung	5V DC 1,5 A
USB Netzteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 0,35 A	USB Netzteil	100-240V AC 50-60Hz Ausgang: 0,35 A
USB Spiralkabel	12V /0,3 A	USB Spiralkabel	12V /0,6 A
Maße (mm)	82 x115 x 50 (B x H x T)	Maße (mm)	239 x 124 x 285 (B x H x T)
Gewicht inkl. Tasche	0,80 kg	Gewicht inkl. Tasche	1,20 kg
Wartung	wartungsfrei	Wartung	wartungsfrei
Garantie	2 Jahre	Garantie	2 Jahre
Lieferumfang	Stream USB-Netzteil Set, Transporttasche, Gebrauchsanweisung	Lieferumfang	Stream HS USB-Netzteil Set, Transporttasche, Gebrauchsanweisung, HS Diffusor
Artikel-Nr. (EAN-Nr.) silver carbon	3011055 (0792971115882) 3013055 (0792971115899)	Artikel-Nr. / EAN-Nr.	3054055 (2345678910125)

AIRNERGY_Datenblattübersicht_2024